



Lumage ontwierp een bijzonder bewaardoosje voor melktandjes.

De tandjes kunnen op een educatieve en decoratieve wijze worden ingestoken in een pasta en wel op een met het gebit corresponderende plaats.

In het midden van deze Box kan een ronde pasfoto van de kleine geplaatst worden.

De FirstTeethBox kan rechtop neergezet worden of met een schroef of spijker aan de wand gehangen.

Het bijgeleverde logboekje bevat wetenswaardigheden over het melkgebijt. Ook kan hierin het wisselen van de melktanden worden bijgehouden.

Voor meer informatie of bestellen

www.lumage.com
Of bel 015 2141015
(Dagelijks tot 22 uur)



Perfect cadeau bij het eerste losse tandje
Educatief en decoratief
Actueel van 5 tot 12 jaar

Knip & Bewaar



Lijst voor de FirstTeethBox staand/hangend



Printen

Download dit pdf-bestand (Adobe Acrobat benodigd)
Print dit uit op een A4-vel (aanbevolen wordt een hoger gramsgewicht, bijvoorbeeld 160 grs.)

Knippen

Knip of snijd de cirkel uit.

Knip of snijd de contour van de pinguin uit.

Vouwen

Alleen als de FirstTeethBox dient te staan: Vouw het deel onder de gestippelde vouwlijn naar voren.

Monteren

Verwijder het transparante achterdeksel van de FirstTeethBox.

Plaats het ronde gat over het gekleurde frame.

Draai de lijst in de juiste stand.

Plaats het achterdeksel weer terug op het frame.

Plaats FirstTeethBox + Lijst op een vlak of hang deze aan de wand.

Veel plezier!

© 2004 lumage.com

www.lumage.com

de melktandjes van

.....